

重组人 SPDEF 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08316

蛋白名称：Ba375E1.Prostate-Specific Ets (SPDEF)

别名：PDEF、bA375E1.prostate-specific Ets、prostate-derived Ets factor

UniProt 编号：O95238

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95238/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-335 位氨基酸)

分子量：44.4 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-335aa)

MGSASPGLSSVSPSHLLPPDTVSRITGLEKAAAGAVGLERRDWSPSPPATPEQGL
SAFYLSYFDMLYPEDSSWAAKAPGASSREEPPEEPEQCPVIDSQAPAGSLDLVPG
GLTLEEHSLEQVQSMVVGELVKDIETACKLLNITADPMDWSPSNVQKWLLWTEHQY
RLPPMGKAFQELAGKELCAMSEEQFRQRSPLGGDVLHAHLDIWKSAAWMKERTS
PGAIHYCASTSEESWTDSEVDSSCSGQPIHLWQFLKELLLKPHSYGRFIRWLNKEK
GIFKIEDSAQVARLWGIRKNRPAMNYDKLSRSIRQYYKKGIIRKPDISQRLVYQFVHPI

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 SPDEF 蛋白全长（1-335 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。SPDEF

（PDEF/bA375E1.prostate-specific Ets/prostate-derived Ets factor）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。